

Anticorpo Policlonale Anti-Nudt18 Per Wb, Elisa - Q6Zvk8

Numero articolo: CM0028240



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NUDT18 (MTH3) umano, convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per ricerche su danno di DNA/RNA e metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT18 Rabbit pAb
Note/Alias	MTH3; NUDT18
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	79873
GeneID	79873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di NUDT18 umano (NP_079091.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6ZVK8
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio