

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nudt19 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - A8Mxv4

Numero articolo: CM0002662

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio NUDT19 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata umana e del ratto. Bersaglio della difosfatasi acil-CoA perossisomale NUDT19, coinvolta nell'idrolisi degli acidi grassi e degli esteri di CoA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUDT19 Coniglio mAb
Note/Alias	RP2; NUDT19
Specie	Umano
Gene ID	390916 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	A8MXV4
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio