

Anticorpo Policlonale Anti-Nudt2 Per Wb, Elisa - P50583

Numero articolo: CM0026982



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUDT2 convalidato per WB e ELISA. Riconosce NUDT2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della funzione di Ap4A idrolasi, decapping dell'RNA e disturbi neurologici correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	APAH1; IDDPN; NUDT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	318
GeneID	318
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di NUDT2 umano (NP_001152.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50583
Peso molecolare proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio