

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nudt21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43809

Numero articolo: CM0029014



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NUDT21 per Western blot, IHC ed ELISA. Rileva NUDT21 umano, di topo, di ratto. Ideale per studiare il clivaggio e la poliadenilazione del pre-mRNA e per la ricerca sulla poliadenilazione alternativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUDT21 Rabbit pAb
Note/Alias	CPSF5; CFIM25; NUDT21
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11051
GeneID	11051
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 di NUDT21 umano (NP_008937.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43809
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio