

Anticorpo Policlonale Anti-Nudt6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P53370

Numero articolo: CM0018311



introduzione

NUDT6 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale targeting NUDT6 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. NUDT6 idrolizza NADH e FAD e può regolare la proliferazione cellulare, rendendolo prezioso per studi sul metabolismo nucleotidico e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUDT6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
Specie	Umana
GeneID (Umana)	11162
GeneID	11162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 121-316 di NUDT6 umano (NP_009014.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P53370
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio