


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nuf2 Per Wb, Elisa - Q9Bzd4

Numero articolo: CM0003012



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NUF2 di alta qualità, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con NUF2 umano, una proteina del cinetocoro essenziale per la segregazione cromosomica; peso molecolare previsto 54kDa. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NUF2
Note/Alias	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Specie	Umano
GeneID	83540
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di NUF2 umano (Q9BZD4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BZD4
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio