


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Numa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14980

Numero articolo: CM0011410



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting NUMA1 umano (NMP-22), validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sul fuso mitotico e sulla matrice nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NUMA1 Rabbit mAb                                                                                                   |
| Annotazioni / Alias | NUMA; NMP-22; NUMA1                                                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                               |
| GeneID (Uomo)       | 4926                                                                                                               |
| GeneID              | 4926                                                                                                               |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2000-2100 di NUMA1 umano (Q14980). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                  |
| SWISS               | Q14980                                                                                                             |
| Peso proteico       | 238kDa                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                              |