


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Numb Per Wb, Ip, Elisa - P49757

Numero articolo: CM0011421



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NUMB di alta qualità convalidato per WB, IP ed ELISA su campioni umani e murini. Mira alla proteina omologa numb (P49757), un regolatore chiave dell'endocitosi e della neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUMB Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Specie	Umano
GeneID (umano)	8650
GeneID	8650
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente agli aa 1-100 di NUMB umano (P49757).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P49757
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio