


Anticorpo Policlonale Anti-Numb Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Numero articolo: CM0027769



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al NUMB umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva il NUMB endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla neurogenesi e sull'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUMB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Specie	Umano
Gene ID	8650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 521-640 del NUMB umano (NP_003735.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49757
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio