

Anticorpo Policlonale Anti-Nup107 Per Wb, Elisa - P57740

Numero articolo: CM0013201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUP107 umano, validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva NUP107 in campioni umani, di topo e di ratto. NUP107 è una proteina del complesso del poro nucleare essenziale per l'assemblaggio dell'NPC e la nefrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP107 Rabbit pAb
Note/Alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
Specie	Umana
ID Gene (umano)	57122
ID Gene	57122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 766-925 di NUP107 umano (NP_065134.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P57740
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio