

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nup155 Per Wb, Elisa - O75694

Numero articolo: CM0004416



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NUP155 validato per Western blot e ELISA. Riconosce NUP155 umano e murino, una proteina del complesso del poro nucleare di 155 kDa essenziale per il trasporto nucleo-citoplasmatico. Ideale per studi di biologia cellulare e sui meccanismi di trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUP155 Coniglio mAb
Note/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9631
GeneID	9631
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 901-1050 di NUP155 umano (NP_705618.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	O75694
Peso Proteico	155kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio