

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup155 Per Wb, Elisa - O75694

Numero articolo: CM0025416



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NUP155 umana (nucleoporina da 155 kDa), validato per Western blot (WB) e ELISA. Componente essenziale del complesso del poro nucleare per il trasporto nucleocitoplasmatico; ideale per la ricerca IVD e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | NUP155 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Note/Alias            | N155; ATFB15; NUP155                                                                                                                 |
| Specie                | Umana                                                                                                                                |
| ID gene (Umano)       | 9631                                                                                                                                 |
| ID gene               | 9631                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1102-1391 della NUP155 umana (NP_705618.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                                |
| SWISS                 | O75694                                                                                                                               |
| Peso proteico         | 155kDa                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                |