

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup160 Per Wb, Elisa - Q12769

Numero articolo: CM0030666



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUP160 validato per WB ed ELISA con reattività umana. Bersaglia la proteina del complesso del poro nucleare Nup160, una nucleoporina da 162 kDa coinvolta nel trasporto dell'mRNA. Ideale per la ricerca sul complesso del poro nucleare (NPC) e sul trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP160 Rabbit pAb
Note/Alias	NPHS19; NUP160
Specie	Umano
GeneID	23279
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-150 della NUP160 umana (NP_056046.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q12769
Peso proteico	162 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio