


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup205 Per Wb E Elisa - Q92621

Numero articolo: CM0023641



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia NUP205 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la funzione del complesso del poro nucleare e i meccanismi di trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP205 Rabbit pAb
Note / Alias	NPHS13; C7orf14; NUP205
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	23165
ID genico	23165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-120 di NUP205 umano (NP_055950.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92621
Peso proteico	228kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio