


Anticorpo Policlonale Anti-Nup214 Per Wb, If/Icc, Elisa - P35658

Numero articolo: CM0030911



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting NUP214 umano (proteina CAN). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto nucleocitoplasmatico e dei complessi dei pori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP214 Rabbit pAb
Note/Alias	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Specie	Umano
GeneID (umano)	8021
GeneID	8021
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1251-1350 di NUP214 umano (NP_005076.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35658
Peso proteico	214kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio