


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup35 Per Wb Ed Elisa - Q8Nfh5

Numero articolo: CM0013808



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la nucleoporina umana NUP35, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul complesso del poro nucleare e sul trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NUP35 Rabbit pAb
Note/Alias	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	129401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-326 della NUP35 umana (NP_612142.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8NFH5
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio