


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nup50 - Q9Ukx7

Numero articolo: CM0027310



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NUP50 umano (Q9UKX7) per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Validato per campioni umani, di topo e ratto; adatto per studi sul complesso del poro nucleare e sull'importazione di proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP50 Rabbit pAb
Note/Alias	NPAP60; NPAP60L; NUP50
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10762
GeneID	10762
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKX7
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio