


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nup54 Per Wb, Elisa - Q7Z3B4

Numero articolo: CM0015308



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUP54 convalidato per WB e ELISA. Rileva la proteina NUP54 umana, murina e di ratto (~55 kDa). Ideale per la ricerca sul complesso del poro nucleare e sul trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP54 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NUP54
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	53371
ID gene	53371
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 della NUP54 umana (NP_059122.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z3B4
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Ghiaccio secco