


Anticorpo Monoclonale Anti-Nup62 Per Wb, Ip, Elisa - P37198

Numero articolo: CM0002200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-NUP62 validato per WB, IP ed ELISA; reagisce con NUP62 umano, murino e di ratto. Mira alla proteina del complesso del poro nucleare coinvolta nel trasporto nucleo-citoplasmatico e nella progressione mitotica. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio NUP62
Note/Alias	p62, IBSN, SNDI, NUP62
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23636
GeneID	23636
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 423-522 di NUP62 umano (P37198)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37198
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio