


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nup62 Per Wb, Elisa - P37198

Numero articolo: CM0020001



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting NUP62 umano, un componente del complesso del poro nucleare coinvolto nel trasporto nucleo-citoplasmatico e nella regolazione mitotica. Validato per applicazioni WB ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP62 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p62; IBSN; SNDI; NUP62
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23636
Gene ID	23636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 403-522 di NUP62 umano (NP_036478.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P37198
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio