

Anticorpo Policlonale Anti-Nup85 Per Wb, Elisa - Q9Bw27

Numero articolo: CM0013040



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NUP85 umano, una proteina del complesso dei pori nucleari coinvolta nell'assemblaggio dell'NPC, nell'esportazione dell'RNA, nella mitosi e nella chemiotassi dei monociti. Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NUP85 Rabbit pAb
Note/Alias	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Specie	Uomo
GenID (uomo)	79902
GenID	79902
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 427-656 di NUP85 umano (NP_079120.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BW27
Peso molecolare	75 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante