

Anticorpo Policlonale Anti-Nup98 Per Wb, If/Icc, Elisa - P52948

Numero articolo: CM0014393



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia NUP98, una proteina del complesso nucleare poro coinvolta nel trasporto nucleocitoplasmatico. Validato per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA, riconosce NUP98 umano e murino, rendendolo adatto per studi sull'assemblaggio e sul traffico delle NPC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP98 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 621-920 di NUP98 umano (NP_624357.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P52948
Peso proteico	198kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio