

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nup98 Per Wb - P52948

Numero articolo: CM0007086



introduzione

mAb di coniglio anti-NUP98 validato per WB ed ELISA. Rileva NUP98 endogeno nelle specie umana, murina e scimmiesca. Strumento essenziale per gli studi sul trasporto e l'assemblaggio del complesso del poro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-NUP98
Note/Alias	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Specie	Umana
ID gene	4928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 712-863 di NUP98 umano (NP_001352055.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, scimmia
SWISS	P52948
Peso della proteina	198 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante