


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nur77 (Convalidato Kd) Per Wb Ed Elisa - P22736

Numero articolo: CM0006682



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro NUR77 umano (NR4A1). Convalidato per Western blot (WB) ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori nucleari e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio NUR77 [Convalidato KD]
Note/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; NUR77 [Convalidato KD]
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3164
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di NUR77 umano (NP_002126.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P22736
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio