


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nur77 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

Numero articolo: CM0024922



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NUR77 umano (NR4A1) validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Utile per studiare la segnalazione del recettore nucleare, l'infiammazione e l'apoptosi. Proteina 64kDa, spedita su sacchetti di ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	NUR77 Rabbit pAb
Note/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3164
GeneID	3164
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di NUR77 umano (NP_002126.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P22736
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio