

Anticorpo Policlonale Anti-Nusap1 Per Wb E Elisa - Q9Bxs6

Numero articolo: CM0019201

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NUSAP1 (aa 1-61). Validato per Western blot e ELISA. Reagisce con NUSAP1 umano e murino. Ideale per ricerche su mitosi e ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUSAP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LNP; ANKT; SAPL; BM037; NUSAP; Q0310; PRO0310p1; NUSAP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51203
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-61 di NUSAP1 umano (NP_060924.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BXS6
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio