

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nutf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Numero articolo: CM0013620



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro NUTF2 umano (NTF2/PP15), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sul trasporto nucleocitoplasmatico. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUTF2 Rabbit pAb
Note/Alias	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10204
ID Gene	10204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 di NUTF2 umano (NP_005787.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P61970
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio