

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Nxf1 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Ubu9

Numero articolo: CM0008727



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NXF1 (TAP) di alta qualità validato per WB, IP e ELISA umani. Bersaglia il fattore di esportazione nucleare dell'RNA 1, un recettore chiave per l'esportazione dell'mRNA. Peso molecolare previsto di 70 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NXF1 Rabbit mAb
Note/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10482
GeneID	10482
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di NXF1 umano (Q9UBU9)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9UBU9
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio