

Anticorpo Policlonale Anti-Nxf1 Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q9Ubu9

Numero articolo: CM0029590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NXF1 (TAP/MEX67) umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'esportazione di mRNA e sul trasporto nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NXF1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10482
GeneID	10482
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di NXF1 umano (NP_006353.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBU9
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio