

Anticorpo Policlonale Anti-Nxt2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Numero articolo: CM0015571

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NXT2 umano (proteina 2 di esportazione correlata a NTF2). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Strumento essenziale per lo studio dell'esportazione nucleare di mRNA e proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NXT2 Rabbit pAb
Note/alias	P15-2; NXT2
Specie	Umano
GeneID (umano)	55916
GeneID	55916
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-180 di NXT2 umano (NP_061168.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NPJ8
Peso della proteina	16kDa
Spedizione	Borsa refrigerante