

Anticorpo Policlonale Anti-Ny-Eso-1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78358

Numero articolo: CM0026725



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il NY-ESO-1 umano (CTAG1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sugli antigeni cancer/testicolo, poiché NY-ESO-1 è espresso in numerosi tumori e nel testicolo. Prodotto contro gli amminoacidi 1-100.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NY-ESO-1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1485
GeneID	1485
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del NY-ESO-1 umano (NP_001318.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P78358
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio