

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Ny-Eso-1 Per Wb, Elisa - P78358

Numero articolo: CM0002683



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit diretto contro l'antigene cancro/testicolare umano NY-ESO-1 (CTAG1). Validato per applicazioni WB e ELISA, rileva una banda di 18 kDa, adatto per la ricerca oncologica e immunodiagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NY-ESO-1 Rabbit mAb
Note/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1485
GeneID	1485
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina NY-ESO-1 umana (P78358)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P78358
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio