

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nyx Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu5

Numero articolo: CM0025472

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la nictalopina umana (NYX), reattivo con l'uomo e il topo. Adatto per Western blot, immunoistochimica (paraffina) e ELISA. Ideale per studi di biologia retinica e patologie della vista.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NYX Rabbit pAb
Note/Alias	CLRP; NBM1; CSNB1; CSNB4; CSNB1A; NYX
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	60506
GeneID	60506
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-481 della NYX umana (NP_072089.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9GZU5
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio