

Anticorpo Policlonale Anti-Oaf Per Wb, Elisa - Q86Ud1

Numero articolo: CM0014758

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'OAF umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con l'OAF di topo e ratto. Adatto per ricerche virologiche e applicazioni di proteomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OAF Rabbit pAb
Note/Alias	NS5ATP13TP2; OAF
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	220323
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-150 dell'OAF umano (NP_848602.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q86UD1
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio