

Anticorpo Policlonale Anti-Oas1 Per Wb, Elisa - P00973

Numero articolo: CM0020953



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OAS1 umana (2'-5'-oligoadenilato sintasi 1), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Essenziale per la ricerca sull'immunità antivirale innata e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	OAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Specie	Umano
GeneID	4938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-364 di OAS1 umana (NP_058132.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P00973
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio