

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oas1 Per Wb E Elisa - P00973

Numero articolo: CM0015205



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-OAS1 validato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Rileva l'OAS1 umano con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'immunità innata antivirale e sulla via del 2-5A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OAS1 Rabbit pAb
Note/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4938
ID gene	4938
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'OAS1 umano (NP_058132.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P00973
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio