

Anticorpo Policlonale Anti-Oas3 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Numero articolo: CM0026785



introduzione

Anticorpo Policlonale OAS3 di Coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reattivo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata e antivirale. Peso proteico 121 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OAS3 Rabbit pAb
Note/Alias	p100; p100OAS; OAS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4940
GeneID	4940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-620 di OAS3 umano (NP_006178.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6K5
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio