


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oasl Per Wb, Elisa - Q15646

Numero articolo: CM0022738



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'OASL umano (proteina simile alla 2'-5'-oligoadenilato sintetasi), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con l'OASL umano e murino. Ideale per la ricerca sull'immunità antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	OASL Rabbit pAb
Note/Alias	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-oligoadenilato sintetasi like
Specie	Umano
ID Gene	8638
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 dell'OASL umano (NP_003724.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15646
Peso Proteico	29kDa/43kDa/59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio