

Anticorpo Policlonale Anti-Oat Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Numero articolo: CM0026423



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OAT umano (SWISS P04181). Validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Rileva OAT in umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo degli aminoacidi e delle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	OAT Rabbit pAb
Note/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4942
ID Gene	4942
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04181
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio