

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oat3 Per If/Icc, Elisa - Q8Tcc7

Numero articolo: CM0024439

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OAT3 umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Rileva il trasportatore di anioni organici basolaterale SLC22A8, cruciale per la ricerca sull'escrezione renale di farmaci e sulla detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OAT3 Rabbit pAb
Note/Alias	OAT3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9376
ID Gene	9376
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 32-123 di OAT3 umano (NP_004245.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q8TCC7
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio