

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Oat3/Slc22A8 Per Wb Ed Elisa - Q8Tcc7

Numero articolo: CM0025497

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio rileva specificamente la proteina umana OAT3/SLC22A8. Validato per Western blot (WB) ed ELISA, mira agli amminoacidi 443-542. Ideale per la ricerca sui trasportatori renali e sulla disposizione dei farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OAT3/SLC22A8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	OAT3; OAT3/SLC22A8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9376
GeneID	9376
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 443-542 di OAT3/SLC22A8 umano (NP_004245.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8TCC7
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio