

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Oaz1 Per Wb, Elisa - P54368

Numero articolo: CM0029780



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio OAZ1 validato per WB ed ELISA, reattivo con Umano, Topo, Ratto. Regola il metabolismo delle poliamine e la degradazione di ODC. Immunogeno ricombinante. ~25 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OAZ1 Rabbit pAb
Note/Alias	AZ1; AZI; OAZ; OAZ1
Specie	Umano
Gene ID	4946
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-68 di OAZ1 umano (NP_004143.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54368
Peso Proteico	~25 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio