


Anticorpo Policlonale Anti-Obecn Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q5Vst9

Numero articolo: CM0021061



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OBSCN umano, applicabile per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo striato e sul sarcomero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OBSCN Rabbit pAb
Note/Alias	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
Specie	Umano
GeneID (umano)	84033
GeneID	84033
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1621-1710 di OBSCN umano (NP_443075.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5VST9
Peso Proteico	868kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio