

Anticorpo Monoclonale Anti-Occludina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Numero articolo: CM0007506



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'Occludina umana (Q16625). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della biologia delle giunzioni serrate e dei meccanismi di ingresso dell'HCV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Occludina Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludina
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	100506658
ID Gene	100506658
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 405-522 dell'Occludina umana (NP_001192183.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio