

Anticorpo Monoclonale Anti-Occludin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Numero articolo: CM0009469



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'Occludina umana (Q16625). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Mira alla proteina delle giunzioni strette; reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Occludin Rabbit mAb
Note/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	100506658
ID Gene	100506658
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16625
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio