

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Occludina Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Numero articolo: CM0030566



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'occludina, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso la proteina della giunzione stretta umana, murina e di ratto, per la ricerca sulla permeabilità paracellulare e sull'ingresso del virus dell'epatite C (HCV).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Occludina (pAb)
Note/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100506658
GeneID	100506658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-522 dell'occludina umana (NP_002529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio