

Anticorpo Policlonale Anti-Ociad1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx40

Numero articolo: CM0017808

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OCIAD1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sulle cellule staminali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OCIAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	OCIA; ASRIJ; TPA018; OCIAD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	54940
GeneID	54940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 di OCIAD1 umano (NP_060300.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NX40
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante