

Anticorpo Policlonale Anti-Ociad2 Per Wb - Q56VI3

Numero articolo: CM0015620

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio OCIAD2 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio del complesso III mitocondriale e sulla segnalazione di STAT3.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome prodotto	OCIAD2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OCIAD2
Specie	Uomo
GeneID	132299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-99 di OCIAD2 umano (NP_689611.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q56VL3
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio