

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ocrl Per Wb E Elisa - Q01968

Numero articolo: CM0022459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OCRL umano (Q01968), validato per WB e ELISA. Rileva OCRL di uomo, topo e ratto; ideale per studiare il metabolismo dell'inositolo fosfato, il traffico endosomiale e le ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OCRL Rabbit pAb
Note/Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	4952
ID gene	4952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di OCRL umano (NP_001578.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01968
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio