

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-OCrl Per Wb, Elisa - Q01968

Numero articolo: CM0020931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'OCRL umano (Q01968). Validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Rileva la 5-fosfatasi degli inositol polifosfati coinvolta nel traffico endosomiale e nella funzione ciliare. Adatto per la ricerca sulla sindrome di Lowe.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] OCRL Rabbit pAb
Note/Alias	LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; RL
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4952
ID Gene	4952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 dell'OCRL umano (NP_001578.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01968
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio